

E3TM ELITE BAGS



SOLUTIONS FOR PROFESSIONALS



2020

WWW.ELITEBAGS.ES

KEEP YOURSELF UPDATED

MANTENTE ACTUALIZADO

Welcome to the new Elite Bags Catalogue 2020. Now you can have immediate access to the updated product information and news from EB. We suggest you to visit our website www.elitebags.es regularly, where we will publish any product modification, new products and improvements. These may differ with the catalogue, so we can only guarantee that the information in our website is the most updated.

In our website you will find a technical data sheet of each product with relevant information. You can also find explanatory and testimonial videos, linked from our YouTube channel. Finally, you can follow our official FaceBook page where we will publish all our activity regarding congresses, news and other events on a sector that is in continuous renewal.

Bienvenido al nuevo catálogo 2020 de Elite Bags.

Le sugerimos que se mantenga al día en cuanto a los productos y noticias de EB. Cualquier cambio en alguno de los productos, novedad o actualización se publicará en nuestra página web www.elitebags.es, por lo que es posible que pueda variar con respecto al catálogo. Únicamente a través de la página web podemos garantizar que tanto las fotografías como novedades y productos estén actualizados.

En nuestra web podrá encontrar toda la información relacionada con el artículo que le interese junto con la ficha técnica de cada producto. Además, encontrará videos explicativos de algunos de nuestros productos, enlazados directamente desde nuestro canal de YouTube. También puede seguir nuestro perfil en Facebook para mantenerse al tanto de nuestra actividad en congresos y eventos, así como de todas las novedades de un sector en continua renovación.

ICONS

ICONOS



Measurements / Medidas



Volume / Volumen



Weight / Peso



Material / Material



Maximum amount of ampoules
Máxima cantidad de ampollas



Maximum oxygen tank capacity
Capacidad máxima del botella de oxígeno



Available colours / Colores disponibles





EMERGENCIES EMERGENCIAS

INDEX ÍNDICE



08 PARAMED'S
EB02.017



10 PARAMED'S
XL
EB02.039



12 ROBUST'S
EB02.040



14 QUICK
ACCESS
EB02.041



16 C2BAG
EB02.042



18 KIDLE'S
EB02.013



19 COMPACT'S
EB02.029



20 FAST'S
EB02.031



20 QUICKAID'S
EB02.032



22 EMERAIR'S
EB02.006



26 EMERAIR'S
TROLLEY
EB02.025



28 CRITICAL'S
EB02.010



32 EXTREME'S
EB02.008



36 TUBE'S
EB02.016



37 MINI
TUBE'S
EB02.037



38 PROBE'S
EB02.002



39 AMPOULE'S
EB02.029



40 RESQ'S
EB02.028



41 SWAT-T™
EB02.023



41 QUICKLITER™
EB02.038



FIREFIGHTERS BOMBEROS



44 ATTACK'S
EB05.001



46 ROLL &
FIGHT'S
EB05.005



48 DESCEN'S
EB05.004



HOME CALLS VISITAS DOMICILIARIAS



52 DOCTOR'S
EB00.003



54 CALL'S
EB01.002



56 SUIT&GO
EB00.011



58 TARP'S
EB03.001



60 TOTE
EB00.019



62 STREET'S
EB00.017



64 URB&GO
EB00.013



66 CITY'S
EB00.015



68 HOVI'S
EB00.016



70 CARE'S
EB00.018



72 PRACTI'S
EB00.012



74 COMMUNITY'S
EB01.008

Deluxe



76 DOCTOR'S
EB12.004



78 TREND'S
EB12.006



80 DOC'S
EB12.001



82 CLASSY'S
EB12.005



SPORT THERAPY TERAPIA DEPORTIVA



CLINICAL ANALYSIS ANÁLISIS CLÍNICOS



86 MEDIC'S
EB06.011



88 GP'S
EB06.006



90 MULTY'S
EB06.002



92 SPORT'S
TROLLEY
EB06.008



96 ROW'S
EB04.002



98 MINI
COOL'S
EB04.007



100 COOL'S
EB04.003



DIABETES DIABETES



104 FIT'S
EB14.005



106 FIT'S Evo
EB14.020



108 DIABETIC'S
EB14.012



110 DIA'S
EB14.001



113 INSULIN'S
EB14.013



FIRTS-AID PRIMEROS AUXILIOS



116 JUMBLE'S
EB08.004



118 CURE&GO
EB08.009



119 HEAL&GO
EB08.010



120 ONE'S
EB08.005



121 SAIL'S
EB02.003



ACCESSORIES ACCESORIOS



124 KEEN'S
EB01.004



127 PHIAL'S
EB09.002



127 GEL
EB09.007



128 CONBIO'S
EB09.001



128 CONBIO'S XL
EB09.040



129 CARRY'S
EB09.023



129 TROLLEY
EB09.022



130 POCKET'S
EB02.036



130 COMPARMENTS SET
EB09.017



131 MASK'S
EB09.020



131 CUT'S
EB09.035



132 HANGER'S & GLOW-LIGHT SET
EB09.041



133 BLINK'S
EB09.045



133 WRIST'S
EB09.026



134 MAP'S
MB10.119



134 HOLD'S
EB09.043



135 HYDRO'S
EB09.010



135 EDUSEX'S
EB09.004



EMERGENCIES



EMERGENCIAS

PARAMED'S

Rescue & tactical backpack.

Mochila táctico sanitaria de rescate.

This is the ideal bag to perform rescue operations and provide emergency assistance difficult access areas in which freedom of movement is essential for the user.

Es la mochila idónea para efectuar rescates y asistencias de emergencia en zonas de difícil acceso donde la libertad de movimiento es esencial para el usuario.



31 x 47 x 22,5 cm



32,57 L



3,20 kg



1000D Polyester



x68



EB02.017



MB11.001




EB02.043



EB02.044




Detachable handle.
Asa extraíble.





Rain cover.
Funda
impermeable.

Glow in the dark buckle
with whistle.
Cierre tridente con silbato
que brilla en la oscuridad.



Adjustable straps and padded
back guarantee total comfort
Tirantes regulables y su
espalda acolchada, garantizan
comodidad total.



Middle flap with multiple elastic bands and
transparent pockets.
Solapa central con múltiples gomas y
bolsillos transparentes.



Detachable compartments with
transparent window.
Compartimentos extraíbles con
ventana transparente.

International color code
Código internacional de colores

- Circulatory / Circulatorio
- Pediatric / Pediátrico
- Respiratory / Respiratorio
- Surgical / Quirúrgico

Inner velcro straps to fasten the
oxygen tank or manual resuscitator.
Cintas interiores con cierre de velcro
para sujetar la botella de oxígeno o el
respirador manual.



Isothermal / multipurpose compartment.
Compartimento isotermico / multiuso

PARAMED'S XL

Large size tactical sanitary rescue backpack.
Mochila táctico sanitaria de rescate de gran tamaño.

This backpack is ideal for emergency rescues and assistance in difficult access areas where freedom of movement is essential for the user. Its XL size allows greater storage and better distribution and organization of content.

Esta mochila es idónea para efectuar rescates y asistencias de emergencia en zona de difícil acceso donde la libertad de movimientos es esencial para el usuario.

Su tamaño XL permite un mayor almacenamiento y una mejor distribución y organización del contenido.

 32 x 52 x 28 cm

 46 L

 3,50 kg

 1000D Polyester

 x65


 EB02.039



Glow in the dark buckle with whistle.
Cierre tridente con silbato que brilla en la oscuridad.



Detachable handle.
Asa extraíble.



Quick release system.
Sistema de suelta rápida






Rain cover.
Funda impermeable.



Defibrillator front pocket.
Bolsillo frontal para defibrilador.



Two sided middle flap with multiple elastic bands and transparent pockets.
Solapa central doble cara con múltiples gomas y bolsillos transparentes.



Detachable compartments with transparent window.
Compartimentos extraíbles con ventana transparente.

International color code
Código internacional de colores

- Circulatory / Circulatorio
- Pediatric / Pediátrico
- Respiratory / Respiratorio
- Surgical / Quirúrgico

Inner velcro straps to fasten oxygen tank or manual resuscitator.
Cintas interiores con cierre de velcro para sujetar la botella de oxígeno o el respirador manual.



Isothermal / multipurpose compartment.
Compartimento isotermico / multiuso

ROBUST'S

Adaptable ALS/BLS rescue backpack.
Mochila táctico sanitaria modulable SVB/SVA.

The ROBUST'S tactical backpack adapts to any emergency situation thanks to its semi-rigid construction that guarantees extra protection and adaptability to both the content and the user. In addition, the inner layout can be organized for an easy identification of the content.

La mochila ROBUST'S se adapta a cualquier situación de emergencia. Su estructura semirrígida garantiza un extra de protección y adaptabilidad tanto al contenido como a las necesidades del usuario.

Además, su gran compartimento principal modulable facilita la localización, organización e identificación del contenido.



32 x 52 x 28 cm



49 L



3,50 kg



1000D Polyester



x46




EB02.040



Quick release system.
Sistema de suelta rápida



Glow in the dark buckle with whistle.
Cierre tridente con silbato que brilla en la oscuridad.





Front section to securely store the defibrillator thanks to the adjusting elastic bands.
Zona para equipo de desfibrilación con dos gomas de sujeción que se adaptan a todos los modelos.



The front compartment can be wide opened and includes a transparent PVC window to easily identify its content.
Sección principal frontal de apertura completa que cuenta con un visor transparente para la fácil visualización del contenido.

Inner flap with three high capacity mesh pockets.
Solapa con tres bolsillos de red de alta resistencia y gran capacidad.



Isothermal ampoule holder.
Ampulario isotermico.

Rain cover.
Funda impermeable.



Extra-slim side zipper pocket.
Bolsillo extraplano expandible con cremallera.

Honeycomb main compartment with inner layout divided into three sections.
Cuerpo principal subpanelado y dividido en tres secciones, compuestas por diversos separadores.

QUICK ACCESS

BLS backpack with fast-opening system.
Mochila SVB de rápida extracción.

First response backpack specially designed for field hospitals. It also includes a detachable compartment that can be used as a waist bag for triage and personal belongings.

Mochila de primera respuesta para un máximo de dos paciente en hospitales de campaña. Riñonera para triaje o para guardar objetos personales.



31 x 50 x 12 cm



18 L



1,93 kg




1000D Polyester



EB02.041



Quick release system.
Sistema de suelta rápida





Attachment system to the car boot.
Sistema de sujeción al maletero del coche.

Detachable waist belt for first response.
Riñonera extraíble para primera intervención.

Quick access frontal pocket with elastic bands.
Bolsillo frontal de rápido acceso con cintas elásticas.



Mesh pockets for bottles.
Bolsillo para botellas.

Detachable compartments with transparent window.
Compartimentos extraíbles con ventana transparente.

International color code
Código internacional de colores

- Circulatory / Circulatorio
- Pediatric / Pediátrico
- Respiratory / Respiratorio
- Surgical / Quirúrgico



Side pannels with elastic and mesh pockets.
Paneles laterales con bolsillos de red y cintas elásticas.

Double zipper system for quick access.
Sistema de doble cremallera para rápida apertura.

Two mesh pockets.
Dos bolsillos de red.

C2BAG

First intervention compact backpack.
Mochila compacta para rápidas intervenciones.

Designed to transport the essential equipment, this backpack combines great functionality with a reduced size for fast interventions. The MOLLE system on the front of the backpack will allow the user to easily attach different pockets and external compartments, providing the product with great versatility.

Diseñada para transportar el equipo imprescindible, esta mochila combina una gran funcionalidad con un tamaño reducido para rápidas intervenciones. El sistema MOLLE en todo el frontal de la mochila permitirá al usuario acoplar fácilmente diferentes bolsillos y compartimientos externos, dotando al producto de una gran versatilidad.



25 x 44 x 26 cm



23 L



1,33 kg



900D Polyester



EB02.042



MB10.137



MB11.010



Fixed and detachable
reflective bands.
Bandas reflectantes fijas
y extraíbles.





Adjustable shoulder chest and waist straps and padded back that guarantee total comfort for the wearer.
Tirantes regulables, correas en pecho y cintura y su espalda acolchada, garantizan comodidad total al usuario.

Night and day reflective zippers.
Cremalleras reflectantes noche y día.



- Large capacity pockets
- Auxiliary pockets
- Small pocket for personal items.
- Flat pocket for documents.
- Bolsillos de gran capacidad.
- Bolsillos auxiliares.
- Bolsillo pequeño para objetos personales.
- Bolsillo para documentación.

KIDLE'S

Waist & leg First-Aid kit. Botiquín riñonera-pernera.

This product is specifically designed for early interventions in emergencies as the kit and its contents are very compact. It can be fastened in different ways (hand, waist and leg), thus making it suitable for all types of possible environments and situations.

Riñonera-pernera especialmente diseñada para las primeras intervenciones en situaciones de emergencia. Sus múltiples sistemas de sujeción permiten que las manos queden libres, ofreciendo soluciones para actuar en terrenos de diferentes orografías.



28,5 x 13,5 x 13 cm



5,46 L



0,83 kg



1000D Polyester



EB02.013



Reflective zippers night and day.
Cremalleras reflectantes noche y día.



Compartment for cloth scissors.
Compartimento para tijeras corta ropa.

Elastic bands for medical equipment.
Bandas elásticas para instrumental médico.



Flat zipper pocket in the flap.
Bolsillo plano de cremallera en la solapa.



Leg strap setup.
Sistema de anclaje como pernera.



Waist belt strap setup.
Sistema de anclaje como riñonera.

Inner main space with elastic bands to fasten different materials.
Compartimento principal con múltiples gomas elásticas para una mejor sujeción del material.

COMPACT'S

Individual first aid kit.

Botiquín compacto molle.

Compact & Individual first aid kit ideal to fasten it to the belt. Space for the basic care. Its MOLLE panel allows the bag to be fastened to other bags or vest and its quick opening system allows the complete opening of the kit in just seconds.

Botiquín individual ultra compacto para cinturón, que facilita la organización del material básico de curas. Su panel molle permite el anclaje a otros bolsillos, bolsas o chalecos y su sistema de apertura rápida facilita el acceso a su contenido en cuestión de segundos.



15 x 10 x 7 cm



1,09 L



0,14 kg



1000D polyester



EB02.030



MB11.004



Red Velcro band to locate the main handle and velcro badge.

Pieza de velcro rojo extraíble para identificar el asa de apertura principal y velcro para insignia.



Night and day reflective zippers. Cremalleras reflectantes noche y día.



Double zipper system. Sistema de doble cremallera.

Elastic bands for medical material. Bandas elásticas para material médico.



Belt strap and MOLLE panel. Pasador de cinturón y panel MOLLE trasero.

FAST'S

First aid leg kit. Botiquín pernera.

Medium size leg first aid kit (2-3 pers). Its double opening system allows a quick and complete access to the interior. Its position can be regulated and the anti-slippery bands stops the bag from moving on the leg.

Botiquín de acceso rápido pernera de tamaño medio para la organización del material de curas. Su doble sistema de sujeción, regulable en altura, cuenta con bandas elásticas antideslizantes para ajustarlo a la pierna.



17 x 15 x 7 cm



1,79 L



0,36 kg



1000D Polyester



EB02.031



MB11.005



Red Velcro band to locate the main handle of the kit + velcro badge.

Pieza de velcro rojo extraíble para identificar el asa de apertura principal + velcro para insignia.

Night and day reflective zippers.
Cremalleras reflectantes noche y día.



Belt strap and MOLLE panel.
Pasador de cinturón y panel MOLLE trasero.



Double zipper system.
Sistema de doble cremallera.

Elastic bands for medical material
Bandas elásticas para material médico

QUICKAID'S

Paramedical first aid kit.

Botiquín paramédico.

Paramedic's first aid kit. Its big size and layout allows the transport and organization of self-care & emergency material. Its double fastening position (waist/leg) makes this bag easy to carry, moreover its position can be regulated and the anti-slippery bands stops the bag from moving on the leg.

Botiquín paramédico pernera para grandes intervenciones. Su tamaño y su gran capacidad permiten alojar una mayor cantidad de material e instrumental para tus intervenciones. Su doble sistema de sujeción, regulable en altura, cuenta con bandas elásticas antideslizantes para ajustarlo a la pierna.

 20 x 21 x 10 cm

 4,2 L

 0,55 kg

 1000D Polyester

 EB02.032

 MB11.006



Red velcro band to locate the main handle of the kit and velcro badge.

Pieza de velcro rojo extraíble para identificar el asa de apertura principal y velcro para insignia.



Side A
Lado A

Side B
Lado B

Side pannel with elastic pockets.
Panel lateral con bolsillos elásticos.

Elastic bands.
Bandas elásticas.

Inner instruments not included. Instrumental no incluido
© ALL TRADEMARKS, DESIGNS & TRADE DRESS. ELITE BAGS S.L., 2019 - 2020
© Marcas, Diseños y presentación comercial protegidos. ELITE BAGS S.L., 2019 - 2020

EMERAIR'S

Emergency bag for Advance Life Support (ALS). Maletín emergencias de Soporte Vital Avanzado (SVA).

Emergency Bag for Advanced Life Support (ALS).

It is a foldout bag that allows the user to visualize all contents at a glance. It has a dedicated space for oxygen therapy and airway control equipment. Its large capacity and layout is ideal to have quick access to the equipment required in different emergency scenarios.

Maletín de emergencias de Soporte Vital Avanzado (SVA).

Su apertura con solapa desplegable permite acceder a los instrumentos necesarios para la actuación en los diferentes escenarios de emergencias, ubicando los espacios de manera que se facilite su rápida identificación y por tanto, extracción de los mismos.



30 x 56,5 x 23,5 cm



32,96 L



3,65 kg



1000D Polyester



x52



EB02.006



Handle.
Asa.





Big reflective pullers for easy opening & night/day reflective bands.
Tiradores anchos para una fácil apertura y bandas reflectantes noche/día.



Back pocket can be converted to trolley band and stores the backpack straps.
Bolsillo trasero convertible en banda de trolley y para guardar las tiras de mochila.



Central flap with high resistance net pocket.
Solapa central. Cara con bolsillo de red resistente.

Detachable compartment with transparent window.
Compartimento extraíble con ventana transparente.

International color code
Código internacional de colores

- Circulatory / Circulatorio
- Pediatric / Pediátrico
- Respiratory / Respiratorio
- Surgical / Quirúrgico

Velcro straps to hold the oxygen tank and manual resuscitator.
Cintas de velcro para sujetar la botella de oxígeno y el respirador manual.

EMERAIR'S TARPAULIN

Emergency bag for Advance Life Support (ALS).
Maletín emergencias de Soporte Vital Avanzado (SVA).

Emergency Bag for Advanced Life Support (ALS).

It is a foldout bag that allows the user to visualize all contents at a glance. It has a dedicated space for oxygen therapy and airway control equipment. Its large capacity and layout is ideal to have quick access to the equipment required in different emergency scenarios.

Maletín de emergencias de Soporte Vital Avanzado (SVA).

Su apertura con solapa desplegable permite acceder a los instrumentos necesarios para la actuación en los diferentes escenarios de emergencias, ubicando los espacios de manera que se facilite su rápida identificación y por tanto, extracción de los mismos.



30 x 56,5 x 23,5 cm



32,96 L



3,65 kg



Tarpaulin



x52



EB02.007



Handle.
Asa.





Adjustable shoulder and waist straps and padded back guarantee total comfort for the wearer.
Tirantes regulables, correas en cintura y su espalda acolchada, garantizan comodidad total al usuario.

Main compartment made of TPU material makes the bag water resistant and easy to clean.
Compartimento principal con material de TPU impermeable y de fácil limpieza.



Central flap with high resistance net pocket.
Solapa central. Cara con bolsillo de red resistente.



Velcro straps to hold the oxygen tank and manual resuscitator.
Cintas de velcro para sujetar la botella de oxígeno y el respirador manual.

International color code
Código internacional de colores
● Circulatory / Circulatorio
● Pediatric / Pediátrico
● Respiratory / Respiratorio
● Surgical / Quirúrgico

Detachable compartment with transparent window.
Compartimento extraíble con ventana transparente.



Isothermal ampoule holder.
Ampulario isotermico.

EMERAIR'S TROLLEY

Emergency respiratory bag with built-in trolley.
Trolley de emergencias respiratorias.

This large capacity emergency bag with a built-in trolley allows a comfortable transport and a quick access to the necessary equipment for the emergency professionals.

Maleta de emergencias de gran capacidad que permite transportar cómoda y ordenadamente todo el material médico necesario en servicios de urgencia.



34 x 64 x 33 cm



53,04 L



6,20 kg




600D Polyester



x38



EB02.025





Hidden backpack straps.
Tirantes de mochila
escondidos.

Reinforced side rubbers studs.
Tacos laterales de refuerzo.



Flap with elastic bands.
Solapa con gomas elásticas.



International color code
Código internacional de colores
● Circulatory / Circulatorio
● Pediatric / Pediátrico
● Respiratory / Respiratorio
● Surgical / Quirúrgico

Wide transparent
pockets.
Amplios bolsillos
transparentes.



Isothermal ampoule holder.
Ampulario isotermico.

Velcro straps to hold the oxygen
tank and manual resuscitator.
Cintas de velcro para sujetar la
botella de oxígeno y respirador
manual.

CRITICAL'S

Advanced Life Support emergency bag.

Bolsa emergencias Soporte Vital Avanzado.

Its inner layout allows the user to quickly visualize and get the required material, including oxygen bottle and bag valve mask, to properly intervene in a critical situation.

Su estructura interna permite alojar tanto la botella de oxígeno como todo el material sanitario necesario para la atención de pacientes en estado crítico.



61 x 29,5 x 35 cm



63 L



4,12 kg



1000D Polyester



x53



EB02.010



EB02.011



Night/day high visibility reflective bands & reflective paracord pullers.
Bandas reflectantes noche/día de alta visibilidad y tiradores reflectantes de cuerda de paracaidista, que brillan en la oscuridad.



Reinforced bottom.
Base reforzada.



Ring for air transportation.
Anilla de transporte aéreo.



Velcro badge on the side pocket.
Identificadores de velcro en los bolsillos laterales.



Removable shoulder straps.
Tirantes de mochila extraíbles.



Velcro straps to hold the
oxygen tank.
Cintas de velcro para
sujetar la botella de
oxígeno.

International color code
Código internacional de colores

- Circulatory / Circulatorio
- Pediatric / Pediátrico
- Respiratory / Respiratorio
- Surgical / Quirúrgico

Isothermal ampoule holder.
Ampulario isotermico.

CRITICAL'S TARPAULIN

Advanced Life Support emergency bag.
Bolsa emergencias Soporte Vital Avanzado.

Its inner layout allows the user to quickly visualize and get the required material, including oxygen bottle and bag valve mask, to properly intervene in a critical situation.

Su estructura interna permite alojar tanto la botella de oxígeno como todo el material sanitario necesario para la atención de pacientes en estado crítico.

 61 x 29,5 x 35 cm


 63 L

 4,12 kg


 Tarpaulin

 x53

 EB02.027




Night/day high visibility reflective bands & reflective paracord pullers.
Bandas reflectantes noche/día de alta visibilidad y tiradores reflectantes de cuerda de paracaidista, que brillan en la oscuridad.





Removable shoulder straps.
Tirantes de mochila extraíbles.

Ring for air transportation.
Anilla de transporte aéreo.



Clipboard for documents.
Portapapeles para documentos

Isothermal ampoule-holder.
Ampulario isotermico.



Velcro straps to hold the
oxygen tank.
Cintas de velcro para
sujetar la botella de
oxígeno.

International color code
Código internacional de colores

- Circulatory / Circulatorio
- Pediatric / Pediátrico
- Respiratory / Respiratorio
- Surgical / Quirúrgico

Flap with elastic bands.
Solapa con gomas elásticas.

EXTREME'S

Basic Life Support emergency bag. Bolsa emergencias Soporte Vital Básico.

Its inner layout allows the user to quickly visualize and get the required material, including oxygen bottle and bag valve mask, to properly intervene in a critical situation.

Su estructura interna permite alojar tanto la botella de oxígeno como todo el material sanitario necesario para la atención de pacientes en estado crítico.



47 x 22 x 28 cm



33 L



2,86 kg



1000D Polyester




x35



EB02.008



EB02.009






Removable shoulder straps.
Tirantes de mochila extraíbles.

Velcro badge on the side pocket.
Identificadores de velcro en los bolsillos laterales.



Reinforced bottom.
Base reforzada.



Ring for air transportation.
Anilla de transporte aéreo.



International color code
Código internacional de colores

- Circulatory / Circulatorio
- Pediatric / Pediátrico
- Respiratory / Respiratorio
- Surgical / Quirúrgico

Interior adaptable to the user's needs thanks to the padded velcro detachable dividers.
Interior adaptable a las necesidades del usuario gracias a los separadores de velcro extraíbles.



EXTREME'S TARPAULIN

Advanced Life Support emergency bag.
Bolsa emergencias Soporte Vital Avanzado

Its inner layout allows the user to quickly visualize and get the required material, including oxygen bottle and bag valve mask, to properly intervene in a critical situation.

Su estructura interna permite alojar tanto la botella de oxígeno como todo el material sanitario necesario para la atención de pacientes en estado crítico.



47 x 22 x 28 cm



33 L



3,10 kg




Tarpaulin



x35



EB02.026



Night/day high visibility reflective bands & reflective paracord pullers.
Bandas reflectantes noche/día de alta visibilidad y tiradores reflectantes de cuerda de paracaidista, que brillan en la oscuridad.





Removable shoulder straps.
Tirantes de mochila extraíbles.

Ring for air transportation.
Anilla de transporte aéreo.



Clipboard for documents.
Portapapeles para documentos

International color code
Código internacional de colores

- Circulatory / Circulatorio
- Pediatric / Pediátrico
- Respiratory / Respiratorio
- Surgical / Quirúrgico



Adaptable inner layout to the user's needs thanks to the detachable padded velcro dividers.
Interior adaptable a las necesidades del usuario gracias a los separadores de velcro extraíbles.

TUBE'S

Oxygen cylinder bag.

Bolsa cilíndrica para oxigenoterapia.

It is a bag specially designed to transport oxygen cylinders up to 5 liters (including the pressure gauge) and all the required material to apply oxygen therapy, i.e. Guedel cannulas, endotracheal tube, laryngoscope, mask, resuscitation kit, etc.

Especialmente diseñada para transportar botellas de oxígeno de hasta 5 litros, con manómetro incluido. Cuenta con todo el espacio necesario para transportar el material requerido en tratamientos de oxigenoterapia: cánulas de Guedel, tubo endotraqueal, laringoscopio, mascarillas, resucitador manual, etc.



66 x 35 x 22 Ø cm



50 L



1,11 kg



1000D Polyester




3 - 5 L



EB02.016



EB02.020



Transparent window flap to check pressure gauge.

Solapa con ventana transparente para comprobar el manómetro.

Velcro straps to fasten the oxygen cylinder.

Cintas de velcro para sujetar la botella de oxígeno.

Elastic bands to fasten Guedel tubes.

Bandas elásticas para sujetar los tubos de Guedel.




Hole for oxygen tube.
Arandela para extracción del tubo de oxígeno.



Molle system.
Sistema Molle



Trolley band.
Banda de trolley.



Reflective band handle.
Asa de banda reflectante.

MINITUBE'S

Small oxygen carrier bag.

Bolsa porta oxígeno pequeña.

Designed to hold oxygen bottles up to 3 liters with flow meter, it is a multifunctional bag that allows the user to carry it as a backpack or shoulder bag. Likewise, its ergonomics design allows storage both horizontally and vertically. Its small size makes it the perfect bag for emergency and rescue operations.

Diseñada para albergar botellas de oxígeno de hasta 3 litros con caudalímetro, se trata de una bolsa multifuncional que permite al usuario transportarla también como mochila o bandolera. Igualmente, su diseño permite el almacenaje tanto en horizontal como en vertical, facilitando la ergonomía. Su tamaño reducido la convierte en la bolsa perfecta para operaciones de emergencias y rescate.



46 x 20 x 15 Ø cm



10 L



0,72 kg




1000D Polyester



1 - 3 L



EB02.039




Reflective band handle.

Asa de banda reflectante.



Ring for air transportation.
Anilla de transporte aéreo.



Hole for oxygen tube.
Arandela para extracción del tubo de oxígeno.



Elastic bands to fasten Guedel tubes.
Bandas elásticas para sujetar los tubos de Guedel.



Molle system.
Sistema Molle

Velcro straps to fasten the oxygen cylinder.
Cintas de velcro para sujetar la botella de oxígeno.

PROBE'S

High-capacity ampoule holder.

Ampulario gran capacidad.

It is a large isothermal ampoule holder that allows the user to carry a high number of ampoules and medicines. Thanks to its four detachable trays with identifying tags, the health professional will perform the assigned task faster and will offer a better assistance.

Ampulario isotérmico cuya capacidad permite transportar un gran número de ampollas y diversos medicamentos. Gracias a sus 4 bandejas con pestañas identificativas, el profesional sanitario reducirá los tiempos de localización y aplicación de estos medicamentos, logrando así una mejor atención al paciente.



28 x 21 x 9 cm



5,29 L



0,65 kg



600D Polyester



x158



EB02.002



Four net pockets on the sides to place the cold gels.

Cuatro bolsillos de rejilla para colocar los geles fríos.



Detachable middle flaps
Bandejas centrales extraíbles



Isothermal material.
Material isotérmico.

AMPOULE'S

Medium size ampoule holder.

Ampulario isotérmico de capacidad media.

Medium size ampoule module, with a compact and optimized capacity. It includes 2 detachable padded trays with capacity of up to 84 ampoules of different sizes. It has been designed so as it can be placed in any of the EMS bags of Elite Bags. On the surface, there are reflective bands for easier identification. It includes a handle for easy use at work (health personnel can carry it by hand in EMS situations or in the hospital).

Diseñado para ser alojado en cualquiera de las bolsas y maletines de emergencia de Elite Bags gracias a su tamaño compacto y optimizado. Cuenta con 2 bandejas isotérmicas móviles y acolchadas con el fin de alojar de forma segura, hasta 84 ampollas de diferentes volúmenes y/o medidas. Sus bandas reflectantes externas permiten identificarlo de forma rápida y gracias a su asa de transporte, puede ser colocado en la mano del personal sanitario a la hora de efectuar un traslado intrahospitalario o durante la actuación en una emergencia.



20 x 14 x 9 cm



2,52 L



0,26 kg



600D Polyester



x84



EB02.029



Reflective band handle.
Asa de banda reflectante.



Detachable middle flaps
Bandejas centrales extraíbles



RESQ'S

Emergency holster for medical instruments.

Organizador instrumental emergencias.

This practical holster will allow you to organize, in a more comfortable and efficient way, all the medical instruments you may need in the event of an emergency. The RESQ'S holster can be attached to any belt (horizontally or vertically)

Este organizador de emergencias ofrece una solución práctica para alojar de forma rápida y cómoda todo el material que interviene en una emergencia, bien para un primer diagnóstico bien para una cura básica. Su diseño ergonómico permite transportarlo en el cinturón del técnico sanitario tanto en vertical como en horizontal, facilitando así su labor.

 21 x 13 x 5 cm

 1,37 L

 0,15 kg

 600D Polyester

 EB02.028



Small compartment for the pulse oximeter and glucometer.
Compartimento pequeño para pulsioxímetro y glucómetro.



Flat front pocket with elastic band for medical scissors.
Bolsillo plano frontal con sujeción para tijera corta-ropa.



Back panel to carry it horizontally as well as vertically.
Panel trasero de sujeción.

SWAT-T™

Multipurpose latex tourniquet.

Torniquete de rescate.

The SWAT-Tourniquet™ is a unique and multipurpose dressing. Its name provides a description for usage: Stretch, Wrap, and Tuck, but also the communities for whom it was developed – military and civilian Special Weapons and Tactics teams.

El SWAT-Tourniquet™ es un apósito único y polivalente, cuyo nombre proporciona la descripción para su uso: Stretch, Wrap and Tuck (Estirar, envolver y plegar).

Se desarrolló para las entidades de «Armas Especiales y Tácticas, equipos militares y civiles».

 10,5 x 134 cm

 0,95 kg

 Rubber / Goma

 EB02.023

 EB02.024

 MB10.113



QUICKLITTER LITE™

Light and compact disposable emergency litter.

Camilla compacta de extracción rápida.

Designed to carry up to 226 kg, the QuikLitter Lite™ is very light, compact and vacuum-packed so it can be stored in a CARGO pocket in your trousers or vest.

Made in a latex-free material, this foldable litter has large hand-holds in both head and foot, allowing easy patient handling.

Diseñada para transportar hasta 226 kg, la QuikLitter Lite™ es una camilla muy ligera, compacta y envasada al vacío en el tamaño perfecto para guardar en el bolsillo tipo CARGO del pantalón o chaleco. Fabricada en un material libre de látex, esta camilla plegable cuenta con asas laterales y frontales de gran resistencia. Se recomienda utilizar por al menos cuatro ayudantes, minimizando así la posibilidad de accidentes o lesiones.

 Packaged 17,7 x 15,2 x 4,4 cm
Open 187,9 x 68,5cm

 0,34 kg

 Nylon & nylon webbing,
latex free

 EB02.038



A firefighter in full protective gear is silhouetted against a massive fire. The firefighter is holding a hose, and the fire is intense and bright. The scene is smoky and backlit by the flames. On the right side of the image, there is a large, stylized purple graphic that resembles a flower or a gear with a central circle.

FIREFIGHTERS

A photograph of three firefighters in full protective gear fighting a large fire. They are using long-handled tools to reach the flames. The scene is filled with bright orange and yellow fire and thick smoke. The image has a warm, orange-tinted overlay. On the left side, there are large, stylized purple abstract shapes. The word "BOMBEROS" is written in bold, dark blue capital letters on the right side.

BOMBEROS

ATTACK'S

PPE firefighter bag.

Bolsa bombero transporte EPI.

It is a bag specially designed for the transport of the personal protection equipment (PPE) / turnout gear, as well as personal belongings of the firefighter.

Made with high tenacity materials that guarantee the durability of the bag in extreme conditions.

Bolsa para el transporte del equipo de protección individual (EPI), y demás enseres personales del bombero.

Confeccionada con materiales de alta tenacidad y resistencia garantizando su durabilidad en condiciones extremas.



77 x 35 x 34 cm



92,28 L



2,65 kg



600D Polyester



EB05.001



EB05.002





Reinforced bottom.
Base reforzada.



Ventilation holes on side
compartment.
Agujeros laterales de
ventilación.

Main compartment for
the fire turnout gear.
Compartimento
principal para el
equipamiento de
protección



Extra compartment for
helmet & boots.
Compartimento extra
para botas y casco.

Large front pocket for
gloves and torch.
Bolsillo amplio para
guantes y linterna.

Handles around the bag for a
better resistance.
Asas que rodean la bolsa
para mayor resistencia.

ROLL&FIGHT'S

PPE folding bag with wheels.

Bolsa enrollable EPI con ruedas.

A bag to transport the PPE and other personal items of the firefighter. Made of highly resistant water repelent material, this bag incorporates wheels for easy transport. Its rolling structure allows a better storage and the bellows of the base allows to expand its capacity in a remarkable way.

Bolsa para el transporte del EPI y demás objetos personales del bombero. Fabricada en material altamente resistente y con tratamiento repelente al agua, esta bolsa incorpora ruedas para su fácil transporte. Su estructura enrollable permite un mejor almacenaje y el fuelle de la base permite ampliar su capacidad de manera notable.



79 x 36,5 x 33 cm



95,15 L




1,50 kg



600D Ripstop
polyester



EB05.005



Wheels for easy transportation.
Ruedas para fácil transporte.

Flexible and rollable structure
to optimize storage.
Estructura flexible y
enrollable para optimizar su
almacenamiento.



Non-slip base resistant to
friction and wear.
Base antideslizante resistente
a roces y al desgaste.

Side net pockets for the
auxiliary material. Night and
day reflective band.
Bolsillos laterales de red para
el material auxiliar. Banda
reflectante noche/día



Large diaphanous interior, expandable
thanks to its bellows and includes
a large zipped pocket for personal
belongings.
Interior diáfano de gran capacidad,
ampliable gracias a su fuelle y
que incluye un amplio bolsillo con
cremallera para objetos personales.

DESCEN'S

Bag for descent kit.

Bolsa kit de descenso.

This bag has been developed with several rescue teams. The firefighter can store inside all the necessary materials for a quick descent in case of danger or emergency. Its leg strap setup allows the professional to move freely.

Bolsa desarrollada en colaboración con varios cuerpos de rescate, que permite alojar todos los materiales necesarios para efectuar un rápido descenso en caso de peligro o emergencia. Su modo pernera permite su manipulación con una sola mano. Facilita el despliegue de la cuerda en los diferentes escenarios de intervención.



15 x 30 x 7 cm



3,15 L



0,48 kg



Aramid IIIA Rip-stop



EB05.004



Fire retardant material.
Material retardante del fuego.



Its security system allows the
recovery of the bag.
Su sistema de seguridad permite la
recuperación de la bolsa.



Front pocket for the folding knife.
Bolsillo frontal para navaja.

Velcro closing to fasten the rope.
Cierre de velcro para la fijación de la cuerda.

HOME CALLS





VISITAS DOMICILIARIAS

DOCTOR'S

Doctor's bag. Maletín médico.

The design of this bag is ideal for healthcare professionals that make home visits, because it allows them to transport all the medical instruments they may need.

Its large capacity, internal layout and ergonomic features make this briefcase an essential tool for doctors that perform their activity outside the medical center.

Especialmente concebido para el profesional sanitario, facilitando el transporte de todo el instrumental que éste pudiera necesitar durante sus visitas domiciliarias.

Su capacidad, distribución interna y ergonomía lo convierten en una herramienta esencial en el desempeño de las funciones que pudiera tener fuera del centro.

 40 x 30 x 16 cm


 18,96 L

 2,50 kg

 300D Polyester

 x31

 EB00.003



Trolley band.
Banda para trolley.



Hidden backpack straps.
Tirantes de mochila ocultos.



The large outer file-folder padded pocket
with capacity for a laptop up to 15".
Archivador amplio tipo muelle,
acolchado para alojar un ordenador
portátil de hasta 15".



Main compartment with
4 detachable pockets
with transparent window
and internal dividers.
Compartimento principal
con 4 estuches extraíbles
de frontal transparente y
divisores internos de velcro.

Large flat pocket for documents.
Amplio bolsillo plano para
documentos.

2 net pockets for
medical equipment.
2 bolsillos de rejilla
para instrumental
médico.

CALL'S

Home care bag.

Maletín médico.

CALL'S is one of the most complete home care bags on the market. Its layout and large capacity offer the best organization for the transportation of the healthcare products, giving the confidence to the professionals in the scheduled visits.

Maletín de asistencia domiciliar por excelencia. Gracias a su diseño moderno y versátil esta bolsa se encuentra entre las más prácticas del mercado. Con ella el usuario puede organizar cómodamente todo el material médico, permitiendo un rápido acceso, lo que aumenta la eficacia de los servicios al disminuir el tiempo de intervención.



40 x 30 x 12 cm



14,40 L



2,35 kg




230D Twill nylon



x51



EB01.002



Trolley band.
Banda para trolley.



Hidden backpack straps.
Tirantes de mochila ocultos.



Auxiliary bag.
Bolsa auxiliar.



Front pocket for documents and clipboard.
Bolsillo frontal para documentos y miniclip.



Detachable opaque compartment.
Compartimento extraíble opaco.



Isothermal compartment.
Compartimento isotermico.

Five detachable transparent compartments in various sizes.
Cinco compartimentos extraíbles de diversas medidas con frontal transparente.

SUIT&GO

Multifuncional brifcase.

Maletín multifuncional.

Large capacity and multidisciplinary bag that fully meets the needs of chiropodists or others professionals that offer home care services. Its special inner design allows its use as if it was a work table, with both internal removable compartments and a large space to accommodate material, instruments or more bulky devices, as a micromotor.

Maletín multidisciplinar de gran capacidad que se adapta perfectamente a las necesidades de cualquier profesional de atención domiciliaria.

Su especial diseño interior permite su utilización como si de una mesa de trabajo se tratara, al disponer tanto de compartimentos internos extraíbles como un amplio espacio destinado albergar material, instrumental o aparatos más voluminosos, como por ejemplo un micromotor.



42 x 32 x 16 cm



23,55 L



3,20 kg



1000D Polyester



EB00.011



Trolley band.
Banda para trolley.



Hidden backpack straps.
Tirantes de mochila ocultos.



A middle flap separates two working areas in a unique main compartment.
La solapa central diferencia dos espacios de trabajo

Holding straps for micromotor and its electric cables.
Cintas de agarre para el micromotor y los cables.

Four detachable transparent compartments in various sizes.
Cuatro compartimentos extraíbles de diversas medidas con frontal transparente.

Individual case for medical equipment.
Estuche individual para instrumental.



TARP'S

High capacity briefcase. Maletín de gran capacidad.

High capacity home visits briefcase with zippered double access main inner compartment.

Thanks to its perfect design, its inner layout and the easy cleaning fabric, this briefcase can be used by nurses, doctors and veterinarians.

Maletín de visitas domiciliarias de gran capacidad con el compartimento principal dividido en dos accesos con cremallera. Además, gracias a su diseño, distribución interna y material principal fácilmente lavable puede ser utilizado tanto por sanitarios como por veterinarios.

 31 x 47 x 22,5 cm

 32,57 L

 3,20 kg

 Tarpaulin

 x36

 EB03.001



Hidden backpack straps.
Tirantes de mochila ocultos.



Auxiliary shoulder bag
Bandolera independiente.

Four detachable compartments with transparent window for an easy location of the medical equipment & material.
Cuatro compartimentos con frontal transparente para facilitar la localización del material.



Large padded compartment with net pockets for necropsy equipment.
Compartimento para necropsia amplio y acolchado con bolsillos de red.



TOTE

Medical bag with inner organizer.

Bolso médico con organizador interno.

This bag combines the casual styling of a tote bag and the functionality of a medical bag at once.

Designed for the everyday life, its great capacity will help the user to carry all the required equipment to be used in home visits.

Esta bolsa combina el estilo casual de un bolso y la funcionalidad de una bolsa médica a la vez.

Diseñado para la vida cotidiana, su gran capacidad ayudará al usuario a llevar todo el equipo requerido para las visitas domiciliarias.

 30 x 40 x 16 cm

 19,18 L

 1,20 kg

 PU

 EB00.019


 EB00.020

 EB00.021




Easy access strap with buckels to attach keys.
Cinta de fácil acceso con ganchos para las llaves

Large inner padded pocket with capacity for a laptop up to 15".
Bolsillo interno acolchado para alojar un ordenador portátil de hasta 15".



Elastic band for bottle.
Cinta elastica para botella.



Removable multifunction inner organizer.
Organizador interno extraíble multifunción



Two detachable compartments with transparent window for an easy location of the medical equipment & material.
Dos compartimentos con frontal transparente para facilitar la localización del material.

STREET'S

Urban style home care briefcase.

Maletín urbanita de visitas.

Multifunctional case with a very modern design. Its extreme lightness and resistance make it the perfect bag for daily work. Made of easy to clean water-repellent bitone, it combines design and versatility, allowing it to hold both work materials and personal items.

Maletín multifuncional con un diseño muy actual. Su extrema ligereza y resistencia lo hacen el aliado perfecto para el trabajo del día a día. Fabricado en material repelente al agua bitono de fácil limpieza, aúna diseño y versatilidad permitiendo albergar tanto el material de trabajo como los objetos personales.



40 x 30 x 16 cm



19,2 L



2,1 kg



Bitone polyester



x38



EB00.017



Trolley band.
Banda para trolley.



Hidden backpack straps.
Tirantes de mochila ocultos.



Different size elastic bands for curing material flat interior pocket for large dressings
Panel con gomas elásticas de diferentes tamaños para material de curas.

Main section with three removable transparent front compartments for instruments and one isothermal ampoule holder.
Cuerpo principal con tres compartimentos extraíbles de frontal transparente para instrumental médico y un ampulario isotérmico.

URB&GO

High capacity home care bag. Maletín asistencia domiciliaria.

Designed and conceived for demanding professionals, this bag offers not only a very modern "denim" look, but also a versatile style...for those that are bored with the traditional doctor bags.

Pensado para los profesionales más exigentes, este maletín aún un diseño actual con la versatilidad necesaria para moverte por la ciudad. Fabricado en moderno material de aspecto vaquero, se trata de un producto muy funcional que sin duda cumplirá con todas las expectativas.



40 x 30 x 16 cm



19,2 L



2,1 kg




Bitone polyester



x38



EB00.013





Hidden backpack straps.
Tirantes de mochila ocultos.



Two transparent top compartments and one
opaque great capacity compartment
Dos compartimentos con frontal
transparente y un compartimento opaco
de gran capacidad.



CITY'S

Urbanite backpack for home care.

Mochila urbanita visitas domiciliarias.

Ergonomic multifunction backpack. Its lightness and resistance make it perfect for daily work. Made of a easy to clean water-repellent bitone, it is an innovative product that will allow scheduled visits in a comfortable way for the professional healthcare.

Mochila ergonómica multifuncional. Su ligereza y resistencia lo hacen el aliado perfecto para el trabajo del día a día. Fabricado en material repelente al agua bitono de fácil limpieza, es un producto innovador que permitirá realizar las visitas programadas de una manera cómoda para el profesional sanitario.



40 x 28 x 14 cm



15,68 L



1,39 kg



Bitone polyester



x33



EB00.015



Padded rear compartment for documents or electronic devices.
Compartimento trasero acolchado para documentos o dispositivos electrónicos.



Three transparent pockets that allow the easy identification of their content.
Tres bolsillos transparentes que permiten la fácil identificación de su contenido.



Three removable compartments (two transparent and one opaque) and a padded ampoule holder.
Tres compartimentos extraíbles (dos transparentes y uno opaco) y un ampulario isotérmico acolchado.

HOVI'S

Home calls trolley.

Maletín trolley de visitas domiciliarias.

This case counts on a resistant trolley structure that will allow the professional to move around the city with absolute comfort during his home calls. It is made of bitone polyester and fuses perfectly versatility and design.

Este maletín incorpora a su estructura un resistente trolley que permitirá al profesional desplazarse por la ciudad con absoluta comodidad en sus visitas domiciliarias. Fabricado en poliéster bitono, fusiona a la perfección versatilidad y diseño. Las fotos son referenciales y pueden variar colores o diseño en algunos casos.



46 x 34 x 17 cm



15,68 L



1,39 kg



Bitone polyester



x44



EB00.016



Two padded pockets on the front for personal items, documents, tablet, laptop, etc.

Dos bolsillos acolchados en el frontal para objetos personales, documentos, tablet, portátil, etc.



Built-in trolley structure, telescopic handle and wheels.
Estructura de trolley incorporada, asa telescópica y ruedas.

Protective lugs on base and rear. Reinforced structure for extra protection of the content.
Tacos protectores en la base y en la parte trasera.
Estructura reforzada para la protección de su contenido.

Modulable interior thanks to its velcro system.
Interior modulable gracias a su sistema de velcros.



It has five removable compartments with transparent front, handle and internal dividers and an isothermal compartment.
Cuenta con cinco compartimentos extraíbles con frontal transparente, asa y divisores internos y un ampulario isotérmico acolchado.



CARE'S

Home calls trolley.

Maletín básico de media capacidad.

This bag merges simplicity with a basic but stylish look. Due to its medium capacity, it will perfectly meet the needs of the user during the home visits.

Su sencillez permiten transportar todo lo requerido en la asistencia domiciliaria. De líneas básicas pero intuitivas, satisface perfectamente la necesidad del profesional en sus visitas.



38 x 28 x 15 cm



15,9 L



1,40 kg



600D Polyester
inverted



EB00.018





Padded front pocket for personal belongings , documents, tablet, laptop, etc.
 Dos bolsillos acolchados en el frontal para objetos personales, documentos, tablet, portátil, etc.



Two mesh pockets with L-shaped opening.
 Dos bolsillos de malla con apertura en forma de L.

Main body with three removable large capacity compartments with adaptable internal dividers.
 Cuerpo principal compuesto por tres compartimentos extraíbles de gran capacidad con divisores internos adaptables

PRACTI'S

Home care bag.

Maletín ligero de asistencia domiciliaria.

It is a very versatile home care bag. Its internal layout allows the user to organize and quickly locate the required material. Its adjustable velcro dividers help to configure the interior of the bag, fitting it to the measurement of the medical materials.

Con unas líneas más modernas, este rediseño incorpora nuevas formas y una mejor distribución. Todo esto se traduce en un interior más optimizado que facilita la organización e identificación del material e instrumental. Los compartimentos interiores son ahora más grandes y sus separadores de velcro permiten multitud de combinaciones para alojar todo el material.



40 x 30 x 16 cm



19,20 L



1,82 kg



420D Polyester



x37



EB00.012



EB00.014





Hidden backpack straps.
Tirantes de mochila ocultos.

Front pocket for documents.
Bolsillo frontal para documentos.



Two detachable transparent compartments
Dos compartimentos extraíbles transparentes.



The inside can be adapted to the user's needs thanks to the padded velcro detachable dividers.
Interior adaptable a las necesidades del usuario gracias a los separadores de velcro extraíbles.

Flat pockets for different material and panel with elastic bands of different sizes for curing material.
Bolsillos planos para material diverso y panel con gomas elásticas de diferentes tamaños para material de curas.

COMMUNITY'S

Community nursing bag.

Maletín de enfermería compacto.

This bag is designed to meet the demands of the professionals that are specialized in communitarian infirmary. Its light weight and compact size make it ideal for a comfortable daily use.

Maletín compacto de enfermería comunitaria concebido para aquellos profesionales que realizan asistencias limitadas o que transportan material muy específico. Su diseño interior permite variar los espacios con el fin de alojar diferente tipo de material.



35 x 25,5 x 14 cm



12,5 L



1,35 kg



420D Polyester




x38



EB01.008



EB01.009



Back pocket that can be turned into a trolley band.
Bolsillo trasero convertible en banda para trolley.

Two flat net pockets.
Dos bolsillos plano de rejilla.



Front pocket for documents
with elastic bands.
Bolsillo frontal para
documentos y con bandas
elásticas.



Detachable transparent
compartment.
Compartimento extraíble
con frontal transparente.

Adaptable inner layout thanks to the padded velcro
detachable dividers.
Interior adaptable a las necesidades del usuario
gracias a los separadores de velcro extraíbles.



DOCTOR'S

Doctor's bag. Maletín médico.

This elegant leather medical bag has a functional inner layout and facilitates the organization of all the required material needed in any medical home visit.

Maletín médico de piel que aporta distinción y elegancia al profesional sanitario en sus visitas domiciliarias, con un interior funcional, que facilita la organización del material necesario en cualquier tipo de visita médica.

 41 x 31 x 14 cm

 17,80 L


 3,45 kg

 Leather

 x31

 EB12.004

 EB12.007





Expandable inner pocket
for medical records and/or
laptop.
Bolsillo de fuelle para
historiales médicos y/o
ordenador portátil.



Four detachable
transparent
compartments for
medical material.
Cuatro compartimentos
extraíbles para material
sanitario.

Penholders and pockets for
documents and personal
belongings.
Portabolígrafos y bolsillos
para documentos y objetos
personales.

TREND'S

Stylish leather and poliamide briefcase.

Maletín médico de diseño actual.

This medical bag meets both classical and modern design by combining leather and a colouring polyamide, offering the health-care professional a revolutionary product according to the last fashion trends. All this without diminishing its capacity and its organization advantages.

Maletín que combina lo clásico de la piel con la robustez de la poliamida y un toque de color actual, ofreciendo al profesional sanitario un producto novedoso y acorde con las últimas tendencias de moda, sin perder la capacidad de organización, ni desvirtuar su verdadera identidad.



37 x 27 x 24 cm



23,98 L



1,95 kg



Leather and polyamide



x27



EB12.006



Ergonomic and comfortable handle.
Asa cómoda y ergonómica.

Spacious main compartment.
Interior diáfano.

Two inner leather pockets.
Dos bolsillos internos.



Lock closing.
Cierre con llave.



Ampoule holder for 27 ampoules.
Ampulario isotérmico para 27
ampollas.

DOC'S

Traditional doctor bag.

Maletín médico tradicional.

It is the traditional medical bag. It joins an excellent internal layout with a classic look which gives a touch of elegance to today's health professionals.

Es el maletín tradicional del médico, que combina una excelente organización interna, con un aspecto clásico que le aporta ese toque de distinción al profesional de hoy en día.



37 x 26 x 24 cm



23 L



3,10 kg



Leather



x50



EB12.001





Spacious inner compartment.
Interior diáfano.

Lock closing.
Cierre con llave.



Detachable transparent compartment.
Compartimento extraíble con frontal transparente.



One side with elastic bands for instruments. Another side with isothermal compartments for 38 ampoules.
Una cara con bandas elásticas para instrumental. Otra cara con compartimento isotérmico para 38 ampollas.

CLASSY'S

Compact briefcase for doctors.

Maletín compacto de piel para médico.

Medical bag in leather with a traditional design.

Its compact size allows the user to carry the essential material for basic medical interventions or diagnosis visits.

This bag brings a touch of elegance and refinement to the health professional.

Maletín médico de diseño tradicional en piel.

Su tamaño compacto permite llevar el material esencial durante una intervención médica básica o en visitas de diagnóstico.



36 x 21 x 20 cm



15,12 L



1,15 kg




Leather



EB12.005



EB12.008



Inner pocket with zipper.
Bolsillo interno con cremallera.

Lock closing.
Cierre con llave.



Spacious internal compartment.
Interior diáfano.

Metallic plugs in the bas.
Tacos metálicos en la base.

SPORT THERAPY





TERAPIA DEPORTIVA

MEDIC'S

Sports medical bag.

Bolsa deportiva sanitaria.

It is a sports medical bag with a practical and comfortable design. Its honeycomb internal layout allows to quickly find the required material at any sports or medical emergency situation.

Bolsa deportiva sanitaria con un diseño práctico y confortable. Su organización interna tipo panel, permite localizar rápidamente aquellos utensilios necesarios para atender cualquier situación de emergencia médica o deportiva.



50 x 25 x 31 cm



38,75 L



2,23 kg



900D Polyester



x51



EB06.005



EB06.011





Hidden backpack straps.
Tirantes de mochila ocultos.

Mesh pocket and inner pocket with elastic bands.
Bolsillo de red y bolsillo interno con gomas elásticas.



Honeycomb internal layout with removable dividers.
Interior con organización tipo panel ajustable.

High-capacity frontal pocket with elastic bands and spacious pockets.
Bolsillo frontal de gran capacidad con gomas elásticas y amplios compartimentos.



GP'S

Light medical bag.

Bolsa sanitaria ligera.

Light bag conceived to perfectly organize the medical equipment. Because of its honeycomb storage system, it provides quick and easy access to all the supplies. This bag is also perfect for other purposes, such as physiotherapy or home care, due to its compact size and versatility.

Bolsa ligera diseñada para transportar material sanitario. Su distribución interna tipo panal facilita la localización de los materiales de una forma rápida y precisa. Dado su tamaño compacto y versatilidad, es ideal para otros propósitos como la fisioterapia o las visitas domiciliarias.



40 x 21 x 25 cm



19,95 L



1,29 kg



600D Polyester



x52



EB06.006



EB06.009



EB06.010



Hidden backpack straps.
Tirantes de mochila ocultos.

Panel with flat mesh pocket for medical equipment, flat pocket for documents, and pen and card holder.

Panel con bolsillos de rejilla para instrumental. Bolsillo plano para documentos. Portabolígrafos y tarjetero.



Honeycomb internal layout with removable dividers.
Interior con organización tipo panel ajustable.

Two large pockets with elastic bands.
Dos bolsillos de gran capacidad con bandas elásticas.



MULTY'S

Multipurpose First-Aid bag.

Botiquín multiusos.

Multipurpose first aid bag conceived to provide the necessary support in First-Aid cures in different situations by different health professionals. It can be used in activities such as physiotherapy, first-aid and rescue, sports and leisure...

Botiquín multiusos pensado para proporcionar el soporte necesario en las curas de primeros auxilios en diferentes profesiones y/o situaciones: fisioterapia, socorrismo, actividades deportivas y/o lúdicas, etc.



31,5 x 20 x 20 cm



2,6 L



0,58 kg



600D Polyester



EB06.002



EB06.012



EB06.013



EB06.014



EB06.015





Reinforced strap around the structure.
Cinta de refuerzo alrededor de la estructura.



Zippers with long pullers for an easy opening.
Cremallera con largos tiradores que facilitan su apertura.



Flat mesh pocket.
Bolsillo plano de rejilla.

Two side pockets.
Dos bolsillos laterales.

Flat pockets for documents.
Bolsillo plano para documentos.

Padded shoulder strap.
Bandolera acolchada.

Eight big elastic bands.
Ocho gomas elásticas grandes.

SPORT'S TROLLEY

Sports Therapy trolley. Maletín terapia deportiva.

The sports therapy trolley is designed to facilitate the transport of all the phisioterapy material during any intervention. Its wheels and its vertical structure make it easy to transport and avoid the trolley from falling over.

Thanks to its multiple compartments, elastic bands and honeycomb structure, the organization and access to the different tools/materials is immediate.

Trolley de terapia deportiva diseñado para facilitar el transporte del material diverso que acompaña al fisioterapeuta durante cualquier intervención.

Sus ruedas y su estructura vertical facilitan los recorridos y evitan el vuelco del mismo, consiguiendo así, que todo lo alojado en su interior, se mantenga de forma ordenada.

Gracias a sus múltiples compartimentos, sus cintas elásticas y sus estructura interna tipo panel, la organización y accesos a los diferentes utensilios estará garantizada de forma inmediata.



64 x 34 x 33 cm



53 L



6,79 kg



600D Polyester



x46



EB06.008





Mesh pocket for medical equipment.
Bolsillo de rejilla para instrumental.

Four detachable compartments
with handle for easy removal.
Cuatro compartimentos con
asa para la fácil extracción.
International color code
Código internacional de colores

- Circulatory / Circulatorio
- Pediatric / Pediátrico
- Respiratory / Respiratorio
- Surgical / Quirúrgico

Three transparent pockets that allow the
easy identification of their contents.
Tres bolsillos transparentes que permiten
la fácil identificación de su contenido.

High-capacity frontal pocket
with elastic bands and
spacious pocket.
Bolsillo frontal de gran
capacidad con gomas
elásticas y amplios
compartimentos.



Isothermal ampoule-holder.
Ampulario isotermico.

Hight capacity main
compartment with
detachable inner dividers.
Compartimento principal de
gran capacidad con bandas
divisoras adaptables.



CLINICAL ANALYSIS



ANÁLISIS CLÍNICOS



ROW'S

Small isothermal bag for sample extractions.

Estuche pequeño de extracciones.

Small isothermal bag designed for home sample extractions. It allows an organized transport of extracted samples under excellent conditions. Very easy to handle and functional. Certified UN 3373 for transport of biological substances.

Pequeño estuche isotérmico diseñado para realizar extracciones tanto domiciliarias como intrahospitalarias. Su cómodo y manejable diseño, permite al profesional transportar ordenadamente y bajo condiciones óptimas de temperatura, las muestras obtenidas. Certificada para el transporte de sustancias biológicas UN 3373.

 25 x 12 x 12,5 cm

 3,51 L

 0,48 kg

 230D Twill nylon

 EB04.002



Place for syringes, rubber-bands, needles and medical gloves.
Hueco para jeringuillas, gomas, agujas y guantes.



ICAO, IATA, ADR, RID, IMDG



**BIOLOGICAL SUBSTANCE
"CATEGORY B"**

Certified UN 3373 for transport of biological substances.
Certificado para el transporte de sustancias biológicas UN 3373.

Hermetic bag.
Bolsa hermética.

Mesh pocket.
Bolsillo de rejilla.

Isothermal ampoule holder
for 36 different size tubes.
Gradilla esponjosa isotérmica
para 36 tubos de varios
diámetros.



MINICOOL'S

Medium size isothermal bag sample extractions.
Bolsa mediana para extracciones.

This isothermical bag is easily transportable and its perfect size allows the user to take it to wherever is needed. Its great capacity makes it perfect for laboratories, in-hospital blood tests and blood draws and even for vaccination campaigns, ensuring a proper transportation and keeping its content at the right temperature.

Estuche isotérmico que combina la portabilidad del ROW'S y la amplitud del COOL'S, contando con un tamaño idóneo para laboratorios que transportan una cantidad reducida de muestras, analíticas intrahospitalarias e incluso campañas de vacunación; garantizando en todas éstas el correcto transporte y refrigeración de los materiales alojados en su interior.



40 x 20,5 x 25 cm



29,2 L



0,48 kg



420D Polyester



EB04.007





Transparent compartment to store all the required material for extractions and injections: syringes, elastic bands, gloves, etc.
Compartimento transparente para alojar todo el material necesario a la hora de realizar las extracciones o inyecciones como: jeringuillas, gomas elásticas, guantes, etc.



Pockets for cold accumulator.
Bolsillos para acumulador de frío

Compartment for urine or feces containers with detachable dividers (capacity for 9-12 containers).
Compartimento para contenedores de orina o heces con separadores extraíbles con capacidad para 9-12 unidades.



Main space with 4 foamed ampoule holders to protect the samples, each of them with capacity for 44 ampoules and absorbent sponge at the bottom.
Compartimento principal con 4 gradillas acolchadas, para garantizar la protección de las muestras alojadas en ellas y capacidad para 44 tubos cada una y esponja absorbente en la base.

COOL'S

Big isothermal bag for sample extractions.

Bolsa grande para extracciones.

High capacity isothermal bag that allows to transport up to 300 diagnostic samples and 36 urine samples from the extraction center to the laboratory in an organized way and under optimal conditions. The bag is certified according to UN 3373, that enables the transport of biological substances class B.

Optionally EB04.003 Cool's bag can be delivered with 6 or 12 pieces of reusable cooling gel packs EB09.007 (25,5 x 10,5 cm)

Bolsa isotérmica de gran capacidad diseñada para transportar de forma ordenada y bajo condiciones óptimas de temperatura hasta un total de 300 muestras de diagnóstico y 36 de botes de orina o heces. Su diseño cúbico y apilable permite transportar varios ejemplares a la vez. Certificada para el transporte de sustancias biológicas UN 3373 de categoría B. Opcionalmente puede adquirir este producto con 6 ó 12 geles refrigerados EB09.007 (25.5 x 10,5 cm).



44 x 29 x 39 cm



49,76 L



5,30 kg



Tarpaulin



EB04.003



UN 3373 certified for transport of biological substances.
Certificado para el transporte de sustancias biológicas UN 3373.

ICAO, IATA, ADR, RID, IMDG



BIOLOGICAL SUBSTANCE
"CATEGORY B"

It includes a thermometer to monitor inner temperature.
Incluye termómetro para mantener controlada la temperatura del interior.

Detachable compartment for urine samples with six velcro dividers.
Compartimento extraíble para muestras de orina con seis divisores adaptables de velcro.



Three detachable compartments for blood samples.
Tres compartimentos extraíbles para muestras de sangre.



A close-up photograph of a hand holding a glucose test strip against a blurred background of a person's arm and a white cloth. The word "DIABETES" is overlaid in bold, dark brown capital letters on the left side of the image. On the right side, there is a large, semi-transparent, light brown graphic element that resembles a stylized letter 'D' or a medical device component, with a small inset showing a close-up of a finger being pricked by a lancet.

DIABETES



DIABETES

FIT'S

Diabetic's shoulder bag.

Bandolera isotérmica diabéticos.

Isothermal shoulder bag designed to carry all the essential items to treat diabetes in journeys or holidays. Its internal layout allows the user to easily place and locate the measuring instruments (glucometer, test strips, needles) as well as the insulin pens, and even his/her personal belongings.

Bandolera isotérmica diseñada para albergar todo el material necesario en el tratamiento de la diabetes en sus viajes o escapadas. Su sistema multidepartamental permite al usuario alojar y diferenciar fácilmente tanto los instrumentos de medición (glucómetro, tiras reactivas, lancetas) como los bolígrafos precargados de insulina, e incluso los objetos personales. Existiendo un espacio diferenciado destinado a cada uno de los materiales descritos anteriormente.



14 x 20 x 9 cm



2,18 L



0,36 kg



600D Polyester



EB14.005



Two flat pockets for antiseptic wipes.
Dos bolsillos planos para toallitas antisépticas.

Frontal pockets for personal belongings allowing a quick access to sweets.
Bolsillos frontales para objetos personales y rápido acceso para dulces.

Two mesh pockets for needles and test strips.
Dos bolsillos de red para lancetas y tiras reactivas.

Inner isothermal pocket for cold gel and insulin.
Bolsillo isotérmico interno para gel frío e insulina.

Transparent pocket for glucometer.
Bolsillo transparente para el glucómetro.



FIT'S EVO

Diabetic's shoulder bag.

Bandolera isotérmica diabéticos.

Isothermal shoulder bag designed to carry all the essential items to treat diabetes in journeys or holidays. Its internal layout allows the user to easily place and locate the measuring instruments (glucometer, test strips, needles) as well as the insulin pens, and even his/her personal belongings, because the bag has a dedicated space for each of these items.

Bandolera isotérmica diseñada para albergar todo el material necesario en el tratamiento de la diabetes en sus viajes o escapadas. Su sistema multidepartamental permite al usuario alojar y diferenciar fácilmente tanto los instrumentos de medición (glucómetro, tiras reactivas, lancetas) como los bolígrafos precargados de insulina, e incluso los objetos personales. Existiendo un espacio diferenciado destinado a cada uno de los materiales descritos anteriormente.



14 x 20 x 9 cm



2,18 L



0,36 kg



Bitone polyester



EB14.005





Inner isothermal pocket
for cold gel and insulin.
Bolsillo isotérmico
interno para gel frío e
insulina.

Mesh pockets for needles and
test strips.
Bolsillos de red para lancetas
y tiras reactivas.



Transparent pocket for
glucometer.
Bolsillo transparente
para el glucómetro.

DIABETIC'S

Isothermal bag for the diabetic kit.

Estuche isotérmico para el kit de diabéticos.

Elegant pouch with different compartments and elastic bands to organize the diabetic kit.

Pequeño estuche moderno y de diseño informal. Isotérmico. Con capacidad para dos plumas de insulina.



17 x 10 x 6 cm



0,95 L



0,12 kg



Bitone polyester



EB14.012



EB14.016



EB14.017



EB14.018



EB14.019





Inner isothermal pocket
for cold gel and insulin.
Bolsillo isotérmico
interno para gel frío e
insulina.



Flat pockets for
antiseptic wipes.
Bolsillo plano para
toallitas antisépticas.



Mesh pocket for needles and
test strips.
Bolsillo de red para lancetas
y tiras reactivas.

Transparent pocket for
glucometer.
Bolsillo transparente
para el glucómetro.

DIA'S

Isothermal bag for the diabetic kit.

Bandolera isotérmica para diabéticos.

Isothermal bag conceived to carry all the essential items for diabetes treatment. Its structure, with two pockets, makes it easier to store and locate the measuring instruments (glucometer, test strips, needles) as well as the insulin pens, which will be placed in the isothermal case.

Estuche isotérmico diseñado para que los más pequeños de la casa puedan llevar todos los elementos esenciales en el tratamiento de la diabetes. Su estructura dividida en dos bolsillos, permite alojar y diferenciar fácilmente tanto los instrumentos de medición (glucómetro, tiras reactivas, lancetas) como los bolígrafos precargados de insulina, debidamente alojados en la sección isotérmica.



17 x 10 x 6 cm



0,95 L



0,12 kg



420D Polyester / Bitone



EB14.001



EB14.002



EB14.003



EB14.007



EB14.008



EB14.009



EB14.021





It has a back pocket designed to hold both the cold gel and the insulin pens. A correct temperature is guaranteed even in high temperatures thanks to the isothermal compartments.

Cuenta con un bolsillo trasero diseñado para alojar tanto el gel frío como los aplicadores de insulina, garantizando una correcta temperatura incluso en altas temperaturas.



The frontal pocket is designed to hold diabetic diagnosis material like glucometer, needles, test strips, etc. El bolsillo frontal está diseñado para el transporte del material de diagnóstico de la diabetes: glucómetro, lancetas, tiras reactivas, etc.

DIA'S FOR CHILDREN

Isothermal bag for the diabetic kit. Bandolera isotérmica para diabéticos.

Isothermal bag conceived to carry all the essential items for diabetes treatment. Its structure, with two pockets, makes it easier to store and locate the measuring instruments (glucometer, test strips, needles) as well as the insulin pens, which will be placed in the isothermal case.

Estuche isotérmico diseñado para que los más pequeños de la casa puedan llevar todos los elementos esenciales en el tratamiento de la diabetes. Su estructura dividida en dos bolsillos, permite alojar y diferenciar fácilmente tanto los instrumentos de medición (glucómetro, tiras reactivas, lancetas) como los bolígrafos precargados de insulina, debidamente alojados en la sección isotérmica.



19 x 10 x 5 cm



0,95 L



0,13 kg



420D Polyester



EB14.010



EB14.011



INSULIN'S

Isothermal insulin carrying case.

Estuche porta insulina.

Small modern isothermal case with an informal design and capacity for two insulin pens.

Pequeño estuche isotérmico moderno y de diseño informal con capacidad para dos plumas de insulina.



19,5 x 6 x 1 cm



0,1 L



0,12 kg



Fake carbon / 600D
Polyester / Bitone



EB14.013



EB14.014



EB14.015



EB14.022



A close-up photograph of a person's arm. A hand is applying a roll of white medical bandage to the forearm. A large, semi-transparent blue cross graphic is overlaid on the right side of the image. The text 'FIRST-AID' is printed in bold blue letters on the left side of the arm.

FIRST-AID



PRIMEROS AUXILIOS

JUMBLE'S

First-aid bag.

Botiquín de primeros auxilios.

Thanks to its design and high- capacity, this first aid bag can keep all the required material to apply first aid in different places and situations such as schools, sport clubs or trips.

Botiquín de gran capacidad que permite albergar todo el material necesario para prestar primeros auxilios.

Perfecto para colegios, clubes deportivos, viajes, etc.



34,5 x 25,5 x 20 cm



17,60 L



0,75 kg



600D Polyester



EB08.004



EB08.007



EB08.008



EB08.011





Six elastic bands.
Seis bandas elásticas.

Six mesh pockets.
Seis bolsillos de rejilla.

Adjustable inner layout thanks to the removable dividers.
The elastic bounds a better adjustment of all the equipment.
Interior adaptable gracias a los separadores extraíbles.
Las gomas elásticas permiten una mejor fijación del material.



CURE&GO

Medium capacity first-aid kit.

Botiquín de primeros auxilios de media capacidad.

This flexible but sturdy first aid kit will facilitate the organization and identification of the required material to deal with first aid situations. Its small size (half sheet) make it the ideal pouch to transport the most basic material.

Este botiquín de estructura flexible y resistente facilitará la organización e identificación del material necesario para atender situaciones de primeros auxilios. Sus dimensiones reducidas (medio folio) lo convierten en el botiquín ideal para transportar el material más básico.

 21 x 14,8 x 6 cm

 1,9 L


 0,15 kg

 600D Polyester

 EB08.009



Attachment system to the boot of the car.
Sistema de sujeción al maletero del coche.



Handle.
Asa.

HEAL&GO

High capacity first-aid kit.

Botiquín primeros auxilios gran capacidad.

This flexible but sturdy first aid kit will facilitate the organization and identification of the required material to deal with first aid situations. Its size (A4 sheet) make it the ideal pouch to transport the most basic material.

Este botiquín de estructura flexible y resistente facilitará la organización e identificación de todo el material necesario para atender situaciones de primeros auxilios. Sus dimensiones (tamaño folio A4) y su versatilidad lo convierten en el botiquín ideal para tus intervenciones.


 21 x 14,8 x 9 cm

 4,9 L

 0,30 kg

 600D Polyester

 EB08.010



Attachment system to the trunk of the car.
Sistema de sujeción al maletero del coche.



Inner instruments not included. Instrumental no incluido
© ALL TRADEMARKS, DESIGNS & TRADE DRESS. ELITE BAGS S.L., 2019 - 2020
© Marcas, Diseños y presentación comercial protegidos. ELITE BAGS S.L., 2019 - 2020

ONE'S

First-aid kit bag.

Botiquín de primeros auxilios de media capacidad.

This first-aid shoulder bag is ideal in any travel or family excursion. Thanks to its design and its velcro straps, it can be fixed in a secure way to the car's boot.

Botiquín-bandolera de primeros auxilios para viajes o excursiones. Gracias a su diseño y a sus bandas de velcro ocultas, permite una fijación segura al maletero del coche.



22 x 22 x 7 cm



2,80 L



0,40 kg



600D Polyester



EB08.005



Transparent pocket.
Bolsillo transparente.

Attachment system to the boot of the car.
Sistema de sujeción al maletero del coche.



Protection mesh for
compartments.
Rejilla de protección para
los compartimentos.

Three removable transparent
compartments.
Tres compartimentos
extraíbles con frontal
transparente.

SAIL'S

Waterproof first aid bag.

Botiquín de primeros auxilios de media capacidad.

This waterproof medium capacity first aid kit has four removable coloured compartments. Its closing system protects the content from liquids and makes this bag ideal for water sports and water rescue.

Botiquín estanco y ligero de capacidad media, que dispone de 4 compartimentos interiores transparentes para alojar el material sanitario necesario según el código internacional de colores. Su sistema de cierre asegura la impermeabilidad del contenido alojado en su interior y ofrece la flotabilidad necesaria para evitar que se hunda en mares y/o ríos.



42,5 x 33,5 x 13 cm



18,51 L



1,40 kg



TPU (PVC free)



EB08.005



International color-code.

Código internacional de colores

● Circulatory / Circulatorio

● Pediatric / Pediátrico

● Respiratory / Respiratorio

● Surgical / Quirúrgico

Water tight roll and clip closure system.

Sistema de cierre estanco enrollable con cierre tridente.



Velcro closing for the top flap.

Sistema de cierre de velcros.





ACCESSORIES



ACCESORIOS

KEEN'S

Nursing organizer.

Organizador enfermería.

This organizer is designed to be carried in the pocket of the nursing pyjama. It allows to bring all needed materials in Hospital nursing, such as three way stopcocks, valve caps, medical torch, tweezers, pen, etc. It can also be used as a desk organizer.

Organizador está pensado para ser transportado en el bolsillo de la bata y/o pijama para llevar los elementos necesarios en la enfermería intrahospitalaria, tales como: llaves de tres vías, tapones, linterna, pinzas, bolígrafo, esparadrapo, tijeras, etc. Sirve de forma independiente como organizador de mesa.



14,5 x 12 cm



0,09 kg



600D / 300D Polyester



EB01.004



EB01.005



EB01.006



EB01.007



EB01.011



EB01.015





Elastic band for adhesive plaster.
Elastica para esparadrapo.



The pocket organizer EB01.015 made of white TPU has a plastic inner structure that allows it to be machine washed. Furthermore, it is water resistant and can be wipe cleaned. .

El organizador de bolsillo EB01.015 blanco fabricado en TPU y con el armazón interior en material plástico es lavable en lavadora. Además resiste a las salpicaduras y repele los líquidos en su superficie.



Retractable system to hold the scissors.
Sistema retráctil de sujeción de tijeras.

Three flat pockets for different material.
Tres bolsillos planos para material diverso.

KEEN'S COOLS

Nursing organizer.

Organizador enfermería.

This organizer is designed to be carried in the pocket of the nursing pyjama. It allows to bring all needed materials in Hospital nursing, such as three way stopcocks, valve caps, medical torch, tweezers, pen, etc. It can also be used as a desk organizer.

Organizador está pensado para ser transportado en el bolsillo de la bata y/o pijama para llevar los elementos necesarios en la enfermería intrahospitalaria, tales como: llaves de tres vías, tapones, linterna, pinzas, bolígrafo, esparadrapo, tijeras, etc. Sirve de forma independiente como organizador de mesa.



14,5 x 12 cm



0,09 kg



600D / 300D Polyester



EB01.010



EB01.012



EB01.013



EB01.014



PHIAL'S

Medical ampoule holder.

Ampulario médico.

Medium size ampoule holder created to provide the end user with an extra tool for ampoules insertion. It allows the health professionals to carry all the required medicines under perfect conditions, with the aim to offer the best medical attention.

Ampulario isotérmico de tamaño medio pensado para proporcionar al usuario una herramienta extra para la inserción de ampollas.

Permite al profesional transportar ordenadamente y bajo perfectas condiciones la medicación necesaria para ofrecer una atención de calidad.

 18 x 13 x 4 cm

 0,93 L

 0,16 kg

 230D Twill nylon

 x50

 EB09.002



GEL

Reusable cold gel.

Gel frío reutilizable.

Perfect size gel to include in our ampoule holders. In order to keep the medication cool at scheduled departures or emergencies.

Gel con el tamaño adecuado para incluir en nuestros ampularios. Pensado para poder mantener fresca la medicación en las salidas programadas o urgencias.

 50 x 25 x 31 cm

 38,75 L

 2,23 kg

 900D Polyester

 EB09.007



Put the gel pouch in the freezer for 6/12h. Take it out, wrap it up in a cloth and apply where required.

Mantener la bolsa en el congelador entre 6/12 h.

Antes de aplicar la bolsa sobre la piel, envolverla con un paño limpio.



CONBIO'S

Pocket-sized bio-contaminated material container Contenedor de material biocontaminado de bolsillo.

Thanks to its reduced size, it allows the direct insertion of needles, catheters, etc. in the container, avoiding them to get out by accident and offering health professionals total security.

Gracias a su reducido tamaño, permite realizar consultas de una manera limpia y segura. Su tapa está diseñada para facilitar la inserción hacia el interior del contenedor, evitando que puedan salir accidentalmente lo previamente introducido, ofreciendo así al profesional una total seguridad.

 8,5 x 12,7 x 2,5 cm

 0,19 L

 0,5 kg

 Polypropileno

 EB09.001



CONBIO'S XL

Big pocket-sized bio-contaminated material container Contenedor de material biocontaminado de bolsillo.

Thanks to its big size, it allows the direct insertion of needles, catheters, etc. in the container, avoiding them to get out by accident and offering health professionals total security.

Gracias a su gran tamaño, permite realizar consultas de una manera limpia y segura. Su tapa está diseñada para facilitar la inserción hacia el interior del contenedor, evitando que puedan salir accidentalmente lo previamente introducido, ofreciendo así al profesional una total seguridad.

 18 x 13 x 4 cm

 0,93 L

 0,16 kg

 Polypropileno

 EB09.040



CARRY'S

Telescopic folding trolley structure.

Estructura de trolley plegable.

Telescopic folding trolley structure, strong and light. It can be quickly folded thanks to the switch placed in the handle. It includes an elastic corde to fix all bags and provide extra safety while in movement.

Estructura de trolley externa plegable, robusta y ligera.

Se pliega rápidamente gracias al pulsador situado en el mango.

Dispone de cuerda elástica que permite fijar todo tipo de maletines, proporcionando seguridad durante los desplazamientos.



Unfolded: 23 x 96,5 x 32 cm

Folded: 23 x 44,5 x 8,3 cm



1,38 kg



Pipes: Steel / Handle: ABS

Base: PP / Wheels: PVC



EB09.023



TROLLEY

Support foldable trolley for Paramedic's.

Portamochilas plegable con asiento.

Designed to assist in the tasks of transportation of different backpacks and / or bags and other medical materials needed in various rescue scenarios. It can be folded and stored in small spaces (even inside the backpack). It includes big size wheels for a better portability, even in uneven ground. Thanks to its built-in seat, it allows to carry out diagnostic interventions or "in situ" cures, as well as have a rest during long walks.

Diseñado para facilitar el transporte de diferentes mochilas y/o bolsas, así como otros materiales sanitarios presentes en diversos escenarios de rescate. Gracias a sus barras plegables, puede ser guardado en espacios muy reducidos (incluso dentro de la propia mochila). Sus ruedas de gran tamaño facilitan su portabilidad, aún cuando el terreno sea irregular, y gracias a su asiento incorporado, permite realizar intervenciones de diagnóstico o curas "in situ".



Unfolded: 74 x 37 x 10 cm

Folded: 50 x 99 x 30 cm



0,16 kg



Pipes: Steel / Wheels: PVC



EB09.022



POCKET'S

Auxiliary molle pockets.

Bolsillos auxiliares molle.

This pair of auxiliary pockets can be attached to any bag with a molle system, such as the paramedical rescue kit PARAMED'S, giving extra capacity for auxiliary material.

Este par de bolsillos auxiliares puede acoplarse a cualquier artículo con sistema molle, como por ejemplo a la mochila táctica sanitaria de rescate PARAMED'S, otorgando una capacidad extra para material auxiliar.



28 x 15,5 x 5,5 cm
open 28 x 15,5 x 10,5 cm



4,5 L




0,18 kg



1000D Polyester



EB02.036



COMPARTMENTS SET

International colours code compartment set.

Set compartimentos código internacional de colores.

This coloured internal pouches have a transparent front that will allow the user to easily spot its content. Every pouch is made in a different colour so the user will be able to sort the medical instruments and medical material following the international colour code: blue (respiratory), red (circulatory), green (surgical) and yellow (pediatric).

Set de cuatro compartimentos de colores. Gracias a su frontal transparente podrás identificar su contenido de manera cómoda y rápida. Cada compartimento es de un color, lo que permite clasificar el material e instrumental siguiendo el código de colores internacional: azul (respiratorio), rojo (circulatorio), verde (quirúrgico) y amarillo (pediátrico)



28,5 x 10,5 x 9 cm



2,6 L



0,16 kg



420D Polyester



EB09.017



MASK'S

Key ring CPR Mask.

Bolsa plástico reanimación RCP.

Key ring Cardiopulmonary Resuscitation mask.

This mask protects both the patient and the health-care professional from possible infections due to exchange of body fluids.

Bolsa llavero para protector boca a boca de reanimación cardiopulmonares. Evita que entren en contacto los fluidos del paciente con los del sanitario, protegiendo a ambos de posibles infecciones.

 18 x 13 x 4 cm

 0,18 kg

 1000D Polyester

 EB09.020

 EB09.034

 MB11.011



CUT'S

18 cm trauma shears.

Tijera corta ropa naranja 18 cm.

Stainless steel trauma shears specially designed to safely cut clothing from injured people.

Tijera de acero inoxidable diseñada para el corte de vendajes y ropa sin dañar al paciente.

 18 x 9 x 0,8 cm

 0,05 kg

 Stainless steel / plastic handle

 EB09.035

 EB09.036



HANGER'S &

Glow in the dark serum tweezers.

Pinzas fotoluminiscentes porta-sueros

The Hanger's system is the ideal tool to fix serums or sanitary material on any surface while keeping the user's hands free. Its two high pressure tweezers can hold bottles, bags and different packages of serum up to 1,000 ml, among other objects, on fixed surfaces or over garments, during the urgent transport of a critical patient.

El sistema Hanger's es la herramienta ideal para fijar sueros o material sanitario sobre cualquier superficie, manteniendo libres las manos del usuario.

Sus dos ganchos de gran presión son capaces de alojar botellas, bolsas y diferentes empaques de sueros de hasta 1.000 ml, entre otros objetos, sobre superficies fijas o sobre prendas de vestir, durante el transporte urgente de un paciente crítico.



13 x 1,5 x 1,5 cm



0,02 kg



Polyoxymethylene



EB09.041

GLOW LIGHT SET

Magnetic glow in the dark flashlight.

Linterna Magnética fotoluminiscente

Glow-Light is designed to accompany the healthcare staff in any of its activities, being useful both for hospital and extra-hospital care, allowing to create a precise beam of light both on the patient and on the materials to be used.

Its magnetic fixing system allows coupling both on the user's clothing and inside the medical cases in order to light up during health interventions.

Glow-Light's esta diseñada para acompañar al personal sanitario en cualquiera de sus actividades, siendo útil tanto para la atención hospitalaria como extra hospitalaria, permitiendo crear un haz de luz preciso tanto sobre el paciente como sobre los materiales a utilizar. Su sistema de fijación magnético permite acoplarla tanto sobre las prendas de vestir del usuario como dentro de los maletines médicos con el fin de obtener iluminación durante la intervenciones sanitarias.



8 x 2 x 3 cm




0,05 kg



Silicone and AVS



EB09.042



BLINK'S

Multiposition integral lighting system.

Sistema integral de iluminación multi-posición

Blink's is the most complete lighting system, since it is designed to generate multiple lighting options, upper light, position lights (front and rear), flash and strobe lights.

Its main mission is to accompany the rescuer, sanitary, fireman or end user, in emergency activities in which sunlight is deficient, and in confined places where the lighting is simply zero.

Blink's es el sistema de iluminación mas completo, ya que está diseñado para generar múltiples opciones de iluminación, entre las que figuran: luz superior, luces de posición (frontales y traseras), linterna y luces estroboscópicas.

Su principal misión es la de acompañar al rescatista, sanitario, bombero o usuario final tanto en actividades de emergencia en las que la luz solar es deficiente, como en lugares confinados en los que simplemente la iluminación es nula.

 8 x 4 x 4 cm

 0,05 kg

 PVC

 EB09.045

 EB09.046



WRIST'S

Survival bracelet.

Brazalete de supervivencia.

This paracord survival bracelet is designed to provide, in a compact and light way, all the components you could count on in a situation of survival.

Este brazalete está diseñado para contener de forma práctica, funcional y ligera, todos los elementos indispensables en caso de supervivencia.

 27 x 2,5 x 1 cm / 20 Ø

 0,05 kg

 550 Parachute cord

 EB09.026



MAP'S

Document arm pouch.

Brazaletes porta documentos.

Designed to easily transport all the documents and maps allowing the user to quickly check all the information. Its elastic bands keep it adjusted to the forearm. It also includes an additional pocket and a ballpen band.

Concebido para llevar de forma visible tanto mapas topográficos como diversa información y documentos de importancia, permitiendo la consulta rápida de los mismos. Con elásticas para adaptarse al antebrazo y con cinta porta bolígrafo y bolsillo auxiliar.



19 x 14 x 2 cm



0,53 L



0,19 kg



900D polyester



MB10.119



MB10.120



MB10.121



HOLD'S

Multipurpose pocket for tourniquets and accessories.

Bolsillo para torniquetes y accesorios varios.

Designed to house all types of tourniquets available in the market, as well as a host of operational accessories ranging from a flashlight, knife, sanitary material, wedges, etc ... and offers multiple portability options thanks to its MOLLE straps and vertical loop to attach it to the intervention belt.

Diseñado para albergar todos los tipos de torniquetes existentes en el mercado, así como un sinfín de accesorios operacionales que van desde una linterna, navaja, material sanitario, cuñas, etc... y que ofrece múltiples opciones de portabilidad gracias a sus cintas MOLLE y a su trabilla vertical para anclarla al cinturón de intervención.



5 x 3,8 x 17 cm



0,05 L



0,5 kg



Polyester



EB09.043



MB11.012



HYDRO'S

Independent hydration system.

Sistema de hidratación autónomo.

It is the tank adaptable to all kinds of bags, which allows a rapid and effective use, avoiding any distraction. Its control flow tap and non-dripping teat makes this product an essential complement in trips or long interventions.

Depósito de agua adaptable a todo tipo de mochilas. Permite un uso rápido y eficaz, evitando distracciones. Su grifo con control de caudal y tetina antigoteo hacen de este producto un complemento indispensable en intervenciones prolongadas, o excursiones.



47 x 17,5 x 2,5 cm



2 L



0,24 kg



TPU



EB09.010



EDUSEX'S

Sexual education kit.

Maletín educación sexual.

Edusex is designed to make sex education classes more attractive and interesting. It can be used in schools, sex education centres, family planning centres, sexually transmitted diseases prevention centres, etc.

Edusex está diseñado para facilitar las clases del Educador sexual en centros concertados (colegios, centros de planificación familiar y/o de prevención de enfermedades de transmisión sexual).



40 x 24 x 16 cm



15,36 L



2,7 kg



600D polyester



EB09.004





Light bag | Bolsa ligera

■ EM13.001 ■ EM13.002 ■ EM13.014 ■ EM13.021 ■ EM13.024
■ EM13.025 ■ EM13.032 ■ EM13.036 ■ EM13.041 ■ EM13.042

44x25x27 cm | 21,60 L | 1,26 Kg | 600D polyester



Great capacity bag | Bolsa de gran capacidad

■ EM13.003 ■ EM13.012 ■ EM13.026
■ EM13.033 ■ EM13.037 ■ EM13.052

55x31,5x33 cm | 37,83 L | 1,76 Kg |
600D polyester



Rescue backpack | Mochila de rescate

■ EM13.006 ■ EM13.018 ■ EM13.023 ■ EM13.027
■ EM13.029 ■ EM13.034 ■ EM13.038 ■ EM13.053

55x31,5x33 cm | 37,83 L | 1,76 Kg |
600D polyester



Trapezoidal backpack | Mochila trapezoidal

■EM13.015 ■EM13.019

53×28×19 cm | 28.19 L | 1,63 Kg | 600D polyester



Large BLS emergency bag | Bolsa amplia emergencias SVB

■EM13.022

59×34×23 cm | 25,6 L | 1,79 Kg |
600D polyester



Oxygen therapy bag | Bolsa de oxigenoterapia

■EM13.004 ■EM13.005

63×22,5×24 cm | 28 L | 1,89 Kg |
600D polyester



Rescue waist kit |

Riñonera de rescate

■EM13.007 ■EM13.028 ■EM13.035
■EM13.039 ■EM13.043

34x16x12,5 cm | 5,4 L | 0,54 Kg |
600D polyester



Waist first aid kit |

Riñonera de primeros auxilios

■EM13.016 ■EM13.030
■EM13.031 ■EM13.040

19x13x19 cm | 5 L | 0,17 Kg |
600D ripstop polyester / 600D polyester



Shoulder first aid kit |

Bandolera de primeros auxilios

■EM13.017

21x15x11 cm | 3,5 L | 0,25 Kg |
600D ripstop polyester



Folding ampoule holder |

Ampulario plegable

■EM13.008

Folded 22,5x18x2 cm / unfolded 50x47 cm |
0,18 Kg | 420D polyester



Multipurpose firefighter bag | Bolsa multifunción para bomberos

■ **EM**13.020

open 70x40x40 cm (13 cm more in extra pocket)
/ fold 15x40x40 cm | 112 L | 1,78 Kg |
1680D polyester



Acces's Quick access bag | Bolsa de acceso rápido

■ **EM**13.013

45x28x30 cm | 37,80 L | 1,45 Kg |
600D polyester



Foldable backpack | Mochila plegable

■ **EM**13.044 ■ **EM**13.045 ■ **EM**13.046 ■ **EM**13.047
■ **EM**13.048 ■ **EM**13.049 ■ **EM**13.050 ■ **EM**13.051

Folded 23x18x2 cm / unfolded 30x40x14 cm | 16,8 L | 0,16 Kg | 190T ripstop polyester

TM ELITE BAGS

MILITARY

PARAMEDIC



MILITARY@ELITEBAGS.ES

TACTICAL



WWW.ELITEBAGSMILITARY.COM

TAILOR MADE

DISEÑO A MEDIDA

Haven't found what you were looking for?

We design and produce tailor-made bags according to your specific needs for any activity sector.

ELITE BAGS S.L. reserves the exclusive right on all the trademarks, photographs and designs used in its offer, as well as on the commercial presentation of its products. Therefore, it is forbidden the manufacturing, offer, distribution and/or commercialization of the products containing them or its commercial presentation in any media or device.

QUALITY. We have a quality management system based on the UNE-EN-ISO 9001 standard, introduced since 2005. We have a constant commitment to the continuous improvement of our processes, evaluating their risks to prevent possible diversions, to reach a high level of customer satisfaction .

¿No ha encontrado lo que busca?

Diseñamos y producimos maletines a medida de sus necesidades específicas para cualquier sector de actividad.

ELITE BAGS S.L. se reserva el derecho exclusivo sobre todas las marcas, fotografías y diseños utilizados en su oferta, así como sobre la presentación comercial de sus productos. Por ello, queda prohibida la fabricación, oferta, distribución y/o comercialización de los productos que los contienen o de su presentación comercial, en cualquier medio o soporte.

CALIDAD. Disponemos de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma UNE-EN-ISO 9001, implantado desde el año 2005. Tenemos un compromiso constante con la mejora continua de nuestros procesos, evaluando sus riesgos para prevenir posibles desviaciones, obteniendo un alto nivel de satisfacción de nuestros clientes.



 **ELITE BAGS**







WWW.ELITEBAGS.ES